


Anti-Sod1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00441

Artikelnummer: CM0007586



Einführung

Der Anti-SOD1 Kaninchen monoklonale Antikörper erkennt spezifisch die humane Superoxiddismutase [Cu-Zn] (SOD1). Geeignet für WB, IHC-P und ELISA Anwendungen in der Erforschung von oxidativem Stress und neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOD1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; Homodimer; SOD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6647
Gen-ID	6647
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2-154 des humanen SOD1 (NP_000445.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00441
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel