


Anti-Sod1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00441

Artikelnummer: CM0017307



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SOD1 (Cu-Zn-Superoxiddismutase). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Beseitigt toxische Radikale und entgiftet Schwefelwasserstoff. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress und neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; Homodimer; SOD1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6647
GeneID	6647
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 2-154 des humanen SOD1 (NP_000445.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00441
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku