


Anti-Sod2 Monoklonaler Antikörper [Ko-Validiert] Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04179

Artikelnummer: CM0002380



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SOD2 (MnSOD). KO-validiert. Anwendungen: WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Species-Reaktivität: Human, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialer oxidativer Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] SOD2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GCInc1; Mn-SOD; D2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6648
GeneID	6648
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SOD2 (P04179) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04179
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel