


Anti-Sod2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04179

Artikelnummer: CM0020359



Einführung

SOD2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliche, murine und rattige Superoxid-Dismutase [Mn], ein wichtiges mitochondriales Antioxidans-Enzym. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress und Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GClnc1; Mn-SOD; SOD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6648
GenID	6648
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-222 von menschlichem SOD2 (NP_000627.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04179
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel