

Anti-Soga1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 094964

Artikelnummer: CM0020361

Einführung

Der Anti-SOGA1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper von CamelBio (WB, ELISA) erkennt humanes, murines und ratten SOGA1 (MTCL2), einen Mikrotubuli-vernetzenden Faktor, der an Mitose und Autophagie beteiligt ist. Ideal für Forschung und IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOGA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SOGA; KIAA0889; C20orf117; SOGA1
Spezies	Human
GeneID (Human)	140710
GeneID	140710
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 650-750 von humanem SOGA1 (NP_542194.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O94964
Proteingewicht	160kDa
Versand	Eisbeutel