


Anti-Somatostatin-Rezeptor 2 (Sstr2) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P30874

Artikelnummer: CM0002714



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen Somatostatin-Rezeptor 2 (SSTR2/SRIF-1) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur GPCR-Signalgebung und neuroendokrinen Tumoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Somatostatin-Rezeptor 2 (SSTR2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SST2; Somatostatin-Rezeptor 2 (SSTR2)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6752
Gen-ID	6752
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 302-369 des humanen Somatostatin-Rezeptors 2 (SSTR2) (NP_001041.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30874
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel