


Anti-Somatostatin (Sst) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61278

Artikelnummer: CM0028965



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Somatostatin (SST). Geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Beobachtetes Molekulargewicht ~13 kDa. Ideal für Hormonregulations- und Neurowissenschaftsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Somatostatin (SST) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMST; SST1; Somatostatin (SST)
Spezies	Human
Gen-ID	6750
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-116 von humanem SST (NP_001039.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61278
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel