


Anti-Somatotropin (Gh1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01241

Artikelnummer: CM0025874



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Wachstumshormon (Somatotropin/GH1). Für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für Wachstumskontrolle und IGF1-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GH1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GH; GHN; GH-N; GH5; IGHD2; hGH-N; IGHD1A; IGHD1B; GH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2688
Gen-ID	2688
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem GH1 (NP_000506.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01241
Proteinmasse	25kDa
Versand	Eisbeutel