

Anti-Son Kaninchen-Polyclonal Antikörper (Wb/Elisa) - P18583

Artikelnummer: CM0023425



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen das menschliche SON Protein (264 kDa), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. SON ist ein RNA-bindendes Protein, das an der mRNA-Spleißung von Zellzyklus- und DNA-Reparatur-Transkripten beteiligt ist. Ideal für die Genexpressions- und Spleißungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SON Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SON3; BASS1; DBP-5; NREBP; TOKIMS; C21orf50; SON
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6651
GenID	6651
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 850-950 von menschlichem SON (NP_001278340.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18583
Proteingewicht	264kDa
Versand	Eisbeutel