

Monoklonaler Anti-Sonic Hedgehog (Shh)-Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15465

Artikelnummer: CM0003907



Einführung

Der monoklonale Sonic Hedgehog (Shh)-Kaninchen-mAk von CamelBio ist ein monoklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Immunogen: synthetisches Peptid. Für Entwicklungsbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sonic Hedgehog (Shh) Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6469
Gen-ID	6469
Immunogen	Synthetisches Peptid Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem Sonic Hedgehog (Shh) (Q15465) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15465
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eisbeutel