

Polyklonaler Anti-Sonic-Hedgehog-(Shh)-Kaninchenantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15465

Artikelnummer: CM0013887



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane Sonic-Hedgehog-(Shh)-Protein. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Für die Forschung zur Entwicklungsmusterbildung, zur Hedgehog-Signalübertragung und zur Morphogenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sonic Hedgehog (Shh) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Spezies	Mensch
GeneID	6469
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 231-330 des humanen Sonic-Hedgehog-(Shh)-Proteins (NP_000184.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15465
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku