

Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15465

Artikelnummer: CM0025931



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Sonic Hedgehog (Shh) gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Entwicklungs-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sonic Hedgehog (Shh) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6469
Gen-ID	6469
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem Sonic Hedgehog (Shh) (NP_000184.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15465
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel