

Anti-Sorbitol-Dehydrogenase-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00796

Artikelnummer: CM0006948



Einführung

Genauer monoklonaler Anti-Sorbitol-Dehydrogenase-Antikörper (SORD), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Für Untersuchungen des Polyolwegs, diabetischer Komplikationen und des Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	Sorbitol-Dehydrogenase-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Sorbitol-Dehydrogenase
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6652
GeneID	6652
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 der humanen Sorbitol-Dehydrogenase (NP_003095.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00796
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku