

Anti-Sorbitol-Dehydrogenase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00796

Artikelnummer: CM0020632



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Sorbitol-Dehydrogenase (SORD, Q00796).

Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA.

Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Für Studien zum Polyol-Stoffwechselweg und diabetischen Komplikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sorbitol-Dehydrogenase Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Sorbitol-Dehydrogenase
Spezies	Human
Gen-ID	6652
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 145-300 der humanen Sorbitol-Dehydrogenase (NP_003095.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00796
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühltasche