


Anti-Sorl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92673

Artikelnummer: CM0013835



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SORL1 (Q92673) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Der Sortilin-verwandte Rezeptor ist ein Multiligand-Sorting-Rezeptor, der am APP-Traffic und an der Alzheimer-Krankheit beteiligt ist, was diesen Antikörper ideal für die Neurowissenschaften und Stoffwechselforschung macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SORL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LR11; LRP9; SORLA; gp250; SorLA-1; C11orf32; SORL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6653
GenID	6653
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2065-2214 von humanem SORL1 (NP_003096.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92673
Proteingewicht	248kDa
Versand	Eisbeutel