


Anti-Sort1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99523

Artikelnummer: CM0027046



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Sortilin (SORT1). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Proteintransport, lysosomaler Sortierung, Neurotensin-Signalgebung und metabolischer Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SORT1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NT3; Gp95; NTR3; LDLCQ6; SORT1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6272
GeneID	6272
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 785-823 von humanem SORT1 (NP_002950.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99523
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eistasche