


Anti-Sos1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q07889

Artikelnummer: CM0026961



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes SOS1 (Son-of-sevenless-Homolog 1). Geprüft für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Ras-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOS1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GF1; HGF; NS4; GGF1; GINGF; SOS-1; SOS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6654
GeneID	6654
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend der Aminosäuren 1034-1333 von humanem SOS1 (NP_005624.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07889
Protein-Gewicht	152kDa
Versand	Kühltasche