

Anti-Sost Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bqb4

Artikelnummer: CM0027470



Einführung

SOST Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen Sklerostin, validiert für WB und ELISA. Er reagiert mit Proben von Menschen und Mäusen. Ideal für Forschung zu Knochenwachstum und Wnt-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOST Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDD; VBCH; DAND6; SOST1; SOST
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	50964
Gen-ID	50964
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-213 von humanem SOST (NP_079513.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BQB4
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel