

Anti-Sostdc1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6X4U4

Artikelnummer: CM0022776

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes SOSTDC1 (USAG-1, Ectodin), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ein Werkzeug zur Untersuchung der BMP/Wnt-Signalgebung und der Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOSTDC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAND7; USAG1; CDA019; ECTODIN; SOSTDC1
Spezies	Mensch
Gen-ID	25928
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 115-206 von humanem SOSTDC1 (NP_056279.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6X4U4
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel