

Anti-Sox1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000570

Artikelnummer: CM0007492

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SOX1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Hergestellt unter Verwendung eines rekombinanten Fusionsproteins als Immunogen (aa 1-100). Ideal für Studien zur neuronalen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SOX1; SRY-box 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6656
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem SOX1 entspricht. (NP_005977.2))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00570
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel