

Anti-Sox1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 000570

Artikelnummer: CM0030770

Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SOX1, validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SOX1; SRY-box 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6656
Gen-ID	6656
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 292-391 von humanem SOX1 (NP_005977.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	000570
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel