


Anti-Sox11 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35716

Artikelnummer: CM0006561



Einführung

CamelBio bietet diesen SOX11 Kaninchen mAb für WB und ELISA an; erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Geeignet für Transkriptionsfaktor-Forschung und Entwicklungsbiologie. SWISS: P35716.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CSS9; MRD27; IDDMOH; SOX11
Spezies	Human
GeneID (human)	6664
GeneID	6664
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SOX11 entspricht (NP_003099.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35716
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel