

Anti-Sox13-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Un79

Artikelnummer: CM0022483

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SOX13, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur Transkriptionsregulation, zu Diabetes und zu Chromatin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX13-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SOX13; ICA12; Sox-13; SRY-box 13
Art	Mensch
GeneID	9580
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 525-600 des humanen SOX13 (NP_005677.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UN79
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Kühlakku