

Anti-Sox13 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Un79

Artikelnummer: CM0017128

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SOX13, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Transkriptionsregulation und WNT-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX13-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ICA12; Sox-13; SOX13
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9580
GeneID	9580
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UN79
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Kühlakku