

Anti-Sox17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H6I2

Artikelnummer: CM0021765



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SOX17 gerichtet ist, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Transkriptionsregulation, embryonalen Entwicklung und Wnt-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VUR3; SOX17
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64321
GenID	64321
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 343-414 von humanem SOX17 (NP_071899.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H6I2
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel