


Monoklonaler Anti-Sox2-Antikörper Für Wb, If-F, Elisa - P48431

Artikelnummer: CM0003553



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Anti-SOX2-Antikörper, validiert für WB, IF-F und ELISA. Erkennt humanes SOX2 und reagiert kreuzreagierend mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Stammzellpluripotenz und neuronalen Entwicklung. P48431.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	ANOP3; MCOPS3; SOX2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6657
GenID	6657
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SOX2 (NP_003097.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P48431
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel