


Polyklonaler Anti-Sox2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P48431

Artikelnummer: CM0017432



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SOX2 (P48431), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Stammzell- und Entwicklungsbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ANOP3; MCOPS3; SOX2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6657
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-140 des humanen SOX2 (NP_003097.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48431
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku