


Anti-Sox2 Rabbit Polymab® Für Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - P48431

Artikelnummer: CM0002640



Einführung

SOX2 Rabbit PolymAb® (P48431) – validiert für WB, IP, IF, IHC-P, ChIP, ELISA über Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Stammzellforschung, neuronale Entwicklung und Pluripotenzstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX2 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	ANOP3; MCOPS3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6657
GenID	6657
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48431
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel