


Anti-Sox30-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - 094993

Artikelnummer: CM0018284



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-SOX30-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SOX30 (ca. 82 kDa). Ideal für Untersuchungen zur Transkriptionsregulation, Spermiogenese und Wnt-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX30-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SOX30
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11063
Gen-ID	11063
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 604-753 des humanen SOX30 (NP_848511.1) entsprechende Sequenz enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	094993
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Eisbeutel