

Anti-Sox30 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Cgw4

Artikelnummer: CM0015139

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SOX30, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Spermiogenese, Wnt-Signalweg und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX30 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SOX30
Art	Maus
GenID (Mensch)	11063
GenID	214105
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 von Maus-SOX30 (NP_775560.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8CGW4
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel