

Anti-Sox4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q06945

Artikelnummer: CM0017446

Einführung

SOX4 Kaninchen polyklonaler Antikörper (pAb) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Erkennt den menschlichen Transkriptionsfaktor SOX-4 (47kDa), der an der T-Zell-Entwicklung und Myogenese beteiligt ist. Ideal für immunologische und entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSS10; EVI16; SOX4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6659
GeneID	6659
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SOX4 entspricht (NP_003098.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q06945
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eistasche