

Anti-Sox5 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35711

Artikelnummer: CM0006446

Einführung

Dieser SOX5 Kaninchenmonoklonale Antikörper ist für Western Blot- und ELISA-Anwendungen geeignet. Er kreuzreagiert mit Maus und Ratte und ermöglicht Studien zur SOX5-vermittelten Chondrozytendifferenzierung und Knorpelentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX5 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
Spezies	Mensch
Gen-ID	6660
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem SOX5 entspricht. (NP_008871.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P35711
Protein-Gewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel