

Anti-Sox6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35712

Artikelnummer: CM0029111

Einführung

SOX6 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (pAb), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und rattiges SOX6-Protein (92kDa), einen wichtigen Transkriptionsfaktor in der Entwicklung. Für die Neurogenese- und Chondrogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
Spezies	Human
GeneID (Human)	55553
GeneID	55553
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-74 von humanem SOX6 (NP_001139291.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35712
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel