

Anti-Sox9 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P48436

Artikelnummer: CM0003604



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen den menschlichen Transkriptionsfaktor SOX9, validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; ideal für die Chondrogeneseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX9 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6662
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 169-300 des menschlichen SOX9 (P48436) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48436
Proteinmasse	56kDa
Versand	Kühlverpackung