

Anti-Sp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P08047

Artikelnummer: CM0030198



Einführung

SP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Transkriptionsregulation, Chromatin-Remodellierung und Krebsbiologie. Hochwertiges Werkzeug für die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SP1
Spezies	Human
Gen-ID (human)	6667
Gen-ID	6667
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 581-680 von humanem SP1 (NP_612482.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08047
Protein-Gewicht	81kDa
Versand	Eistasche