

Anti-Sp1 Rabbit Polyclonal Antibody Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08047

Artikelnummer: CM0013912



Einführung

Kaninchens polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Transkriptionsfaktor SP1 gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges SP1. Geeignet für Forschung zu Zellwachstum, Apoptose und Chromatin-Remodelling.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6667
Gen-ID	6667
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 420-620 von menschlichem SP1 (NP_612482.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08047
Proteinmasse	81kDa
Versand	Eisbeutel