


Anti-Sp100 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23497

Artikelnummer: CM0026366



Einführung

Kaninchen-polyklonaler SP100-Antikörper für Western Blot und ELISA, reaktiv mit Human und Maus. Geeignet für die Untersuchung von PML-Kernkörperchen, transkriptioneller Koaktivierung mit ETS1 und Apoptoseregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SP100 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	lysp100b; SP100
Spezies	Human
GeneID (human)	6672
GeneID	6672
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 181-480 von humanem SP100 (NP_001193631.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P23497
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel