

Anti-Sp110 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hb58

Artikelnummer: CM0030156

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SP110 (IPR1, IFI41, IFI75). Validiert für Western Blotting (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Transkriptionsregulation und von Autoimmunerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SP110 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IPR1; VODI; IFI41; IFI75; SP110
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3431
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend der Aminosäuren 1-290 von humanem SP110 (NP_004501.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9HB58
Protein-Gewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel