

Anti-Sp2 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q02086

Artikelnummer: CM0019766

Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen den menschlichen SP2-Transkriptionsfaktor (~65 kDa). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit menschlichem und murinem Protein. Ideal für Studien zur Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SP2 Rabbit pAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6668
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 240-331 des menschlichen SP2 (NP_003101.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q02086
Proteinmasse	65 kDa
Versand	Eisbeutel