

Anti-Sp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q02447

Artikelnummer: CM0015644

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der humanes, murines und ratten-SP3 (Transkriptionsfaktor Sp3) erkennt. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Geeignet für die Untersuchung von transkriptioneller Regulation, Zellzykluskontrolle und Genexpressionsdynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPR2; SP3
Spezies	Human
GeneID (Human)	6670
GeneID	6670
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02447
Protein-Gewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel