

Anti-Spag11A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Pda7

Artikelnummer: CM0020241

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPAG11A, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Zielt auf ein sezerniertes antimikrobielles Defensin ab, das für die Spermienreifung und den Schutz des männlichen Fortpflanzungstrakts essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPAG11A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HE2; EDDM2A; SPAG11A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	653423
GenID	653423
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-50 von humanem SPAG11A (NP_478108.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q6PDA7
Proteinmasse	14 kDa
Versand	Eisbeutel