

Anti-Spag6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O75602

Artikelnummer: CM0027113

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPAG6, ein spermienassoziiertes Antigen, das für die Flagellenmotilität essentiell ist. Validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Reproduktionsbiologie und die Erforschung von Ziliopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPAG6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	pf16; CT141; FAP194; CFAP194; Repro-SA-1; SPAG6
Spezies	Human
GeneID (Human)	9576
GeneID	9576
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 180-290 von humanem SPAG6 (NP_758442.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O75602
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eistasche