


Anti-Spam1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P38567

Artikelnummer: CM0006310



Einführung

Anti-SPAM1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Spezifisch für humanes SPAM1 (Hyaluronidase PH-20), kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Forschung zu Spermien-Eizellen-Adhäsion und Befruchtung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SPAM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HYA1; PH20; HYAL1; HYAL3; HYAL5; PH-20; SPAG15; HEL-S-96n; SPAM1
Spezies	Human
Gen-ID	6677
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 61-223 von humanem SPAM1 (NP_694859.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P38567
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel