


Anti-Spam1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P38567

Artikelnummer: CM0023218



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane SPAM1 (PH20) Hyaluronidase. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Reproduktionsbiologie- und Fruchtbarkeitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPAM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HYA1, PH20, HYAL1, HYAL3, HYAL5, PH-20, SPAG15, HEL-S-96n, SPAM1
Spezies	Mensch
Gen-ID	6677
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-300 von humanem SPAM1 (NP_003108.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P38567
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel