

Anti-Sparc Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P09486

Artikelnummer: CM0020698



Einführung

Hochwertiges kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes SPARC (Osteonectin, BM-40). Validiert für Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA; geeignet für Gewebefärbung und quantitative Assays an Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPARC Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6678
GenID	6678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-303 des humanen SPARC (NP_003109.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09486
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel