

Anti-Sparcl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14515

Artikelnummer: CM0021840



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper gegen humanes SPARCL1 (Hevin, MAST9). Validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der extrazellulären Matrix und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPARCL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SC1; MAST9; PIG33; MAST 9; SPARCL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8404
GenID	8404
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-300 von humanem SPARCL1 (NP_004675.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14515
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel