

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Gegen Spata4 Für Wb Und Elisa - Q8Ney3

Artikelnummer: CM0029587

Einführung

SPATA4 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper validiert für WB und ELISA, der menschliches, Maus- und Ratten-SPATA4 (35 kDa) erkennt. Geeignet für Apoptose- und Spermatogenese-Forschung in Hoden-Gewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPATA4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	FAP178; SPEF1B; TSARG2; CFAP178; SPATA4
Spezies	Mensch
GenID	132851
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des menschlichen SPATA4 (NP_653245.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NEY3
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel