


Anti-Spata5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nb90

Artikelnummer: CM0022623



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes SPATA5 (AFG2, SPAF), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes SPATA5; relevant für Studien zur Chromatinreplikation, Ribosomenbiogenese und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPATA5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AFG2; SPAF; EHLMS; NEDHSB; SPATA5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	166378
GenID	166378
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 228-304 von humanem SPATA5 (NP_001304728) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NB90
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel