

Anti-Spc24 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nbt2

Artikelnummer: CM0024675



Einführung

Validieren Sie die Rolle von SPC24 bei der Kinetochor-Assemblierung und Chromosomensegregation mit diesem Kaninchen-polyklonalen Antikörper. Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit humanem und murinem SPC24.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SPC24 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPBC24; SPC24
Spezies	Mensch
GeneID (human)	147841
GeneID	147841
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-197 von humanem SPC24 (NP_872319.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NBT2
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche