

Anti-Spc25 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hbm1

Artikelnummer: CM0015953



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes SPC25 (Kinetochorprotein Spc25), validiert für Western Blot und ELISA Anwendungen. Geeignet für Forschung zu Chromosomensegregation, Mitose und Kinetochorfunktion. Swiss-Prot Q9HBM1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPC25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AD024; SPBC25; hSpc25; SPC25
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57405
GenID	57405
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 120-224 des humanen SPC25 (NP_065726.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HBM1
Proteinmasse	26kDa
Versand	Eisbeutel